

QuaCell® UltraFD HPL-GMP

QuaCell® UltraFD HPL-GMP是高品质血清替代补充剂,采用独特的纤维蛋白原去除工艺,无需抗凝剂即可使用。富含血小板生长因子,可高效支持多类型的免疫细胞 (CIK, T, NK, NKT, TIL 等细胞) 的体外扩增,助力稳定培养,符合 GMP 生产规范,支持临床研究与注册申报。





产品优势

- 符合GMP规范
GMP车间生产, COA等文件随货带走
- 工艺升级
纤维蛋白原特殊去除工艺, 不会蛋白析出
- 免疫细胞专用
高效免疫细胞扩增, 阳性率 $\geq 90\%$
- 稳定供应
满足临床及大规模商业化生产需求
- 严格质检
批次产品经过严格质检, 批次差异小
- 易于使用
按比例添加直接使用, 无需添加抗凝剂


数据展示

QuaCell® HPL 培养NK




NK 高效扩增, 细胞倍增效率高于其他对照组, 且 NK 细胞纯度可达 98% 以上。

QuaCell® HPL 培养T细胞



添加 QuaCell® HPL 的实验组, T细胞倍增效率显著高于其他对照组。

QuaCell® HPL纤维蛋白原去除更彻底



培养免疫细胞过程中蛋白析出风险更低。

订购信息

产品名称	货号	规格
QuaCell® UltraFD HPL-GMP	C61302-01	100mL
QuaCell® UltraFD HPL-GMP	C61302-05	500mL

LEPURE
www.lepure-bio.com



微信公众号



客户专员

中国 上海乐纯生物技术股份有限公司
上海市松江区云振路410号3栋 Tel: 400-902-0506
Email: marketing@lepure-bio.com

United States LePurE Biotech LLC
2200 West Park Drive, Suite 300, Westborough, MA 01581, USA
Tel: +1-978-355-8050 Fax: +1-978-355-8053 www.lepurebiotech.com