

不锈钢配件

Stainless-Steel Accessories

不锈钢配件均为SS316L材质,可连接不锈钢与一次性系统,提供相关配套产品。产品设计合理,符合GMP规范,经精细打磨和抛光。

技术参数

规格	尺寸
Hose-Barb / 倒刺接口	倒刺接口: 1/8"、3/16"、1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、3/4"
Tri-Clamp / 卡盘, 按ASME BPE标准制作	TC25 (1/4"、1/2"、3/4") TC50 (1"、3/2") TC65 (2") 等

订购信息

货号	货物名称	货物规格
TCR25/50	不锈钢变径接头	TC25-TC50
TCT25	不锈钢T型三通	TC25-TC25-TC25
TCT50	不锈钢T型三通	TC50-TC50-TC50
TCT2550	不锈钢T型三通变径	TC25-TC50-TC25

货号	货物名称	货物规格
LV 1/4-25	倒刺-卡盘不锈钢接头	6.4 mm-TC25
LV 1/4-50	倒刺-卡盘不锈钢接头	6.4 mm-TC50
LV 3/8-25	倒刺-卡盘不锈钢接头	9.6 mm-TC25
LV 3/8-50	倒刺-卡盘不锈钢接头	9.6 mm-TC50
LV 1/2-25	倒刺-卡盘不锈钢接头	12.7 mm-TC25
LV 1/2-50	倒刺-卡盘不锈钢接头	12.7 mm-TC50
LV 1/2-65	倒刺-卡盘不锈钢接头	12.7 mm-TC65

货号	货物名称	货物规格
CLP25	不锈钢卡箍	DN25标准TC接头适配
CLP50	不锈钢卡箍	DN50标准TC接头适配
CLP65	不锈钢卡箍	DN65标准TC接头适配

货号	货物名称	货物规格
CAP25	不锈钢盲板	DN25、1/4"-3/4"
CAP50	不锈钢盲板	DN50、1"或3/2"
CAP65	不锈钢盲板	DN65、2"

货号	货物名称	货物规格
GSK25S	硅胶垫圈	DN25、1/4"-3/4"
GSK50S	硅胶垫圈	DN50、1"或3/2"
GSK65S	硅胶垫圈	DN65、2"
GSK77S	硅胶垫圈	DN77、5/2"
GSK91S	硅胶垫圈	DN91、3"

