

乐纯生物针头过滤器

针头过滤器可快速去除气体或液体中的颗粒及微生物等，确保纯度或实现无菌。

适用于小规模药物制备、试剂分装与微生物检测，可实现预过滤或除菌过滤。在毫升级至微升级液体处理中，操作灵活便捷，适配实验室小试与小批量制备。乐纯生物 LeSiever®、UniPore™、Extreme™ 系列提供多材质、多孔径选择，覆盖广泛应用需求。

应用

- 缓冲液
- 制剂分装
- 小规模实验或制备
- 下游中间体和色谱柱防护滤器
- 细胞培养基、血清的过滤制备


优势

- 多配置：单层或双层结构，满足不同过滤场景
- 多选择：涵盖多种膜材系列，适用性强
- 多孔径：多样孔径组合，兼顾效率与精度
- 可追溯：每个滤器均具备唯一编码，确保全程质量控制



技术参数

型号/名称	D2/针头过滤器
壳体材质	聚丙烯
壳体直径	25mm
有效过滤面积	2.8 cm ²
膜材料	PES/PVDF/PTFE
系列	LeSiever®、UniPore™、Extreme™
灭菌方式	非无菌
进口	鲁尔母头
出口	鲁尔公头



订购信息

Extreme™ PVDF 针头过滤器

滤器类型面积	孔径组合	灭菌方式	接口类型	包装数量
D2(2.8cm ²)	EBS-0.45	A-耐湿热	LL-鲁尔接口	Y-50个/包
	EBDA-0.65/0.45			
	EBDB-1/0.45			
	ESDA-0.2/0.2			
	ESDB-0.45/0.2			
	ESDC-0.65/0.2			
	EMD-0.2/0.1			

Extreme™ PVDF 货号

尺寸	货号	有效过滤面积	包装数量
D2	D2EBSALLY	2.8cm ²	50个/包
D2	D2EBDAALLY	2.8cm ²	50个/包
D2	D2EBDBALLY	2.8cm ²	50个/包
D2	D2ESDAALLY	2.8cm ²	50个/包
D2	D2ESDBAALLY	2.8cm ²	50个/包
D2	D2ESDCALLY	2.8cm ²	50个/包
D2	D2EMDALLY	2.8cm ²	50个/包

UniPore™ PES 针头过滤器

滤器类型(面积)	孔径组合	灭菌方式	接口类型	包装数量
D2(2.8cm ²)	USSA-0.2	A-耐湿热	LL-鲁尔接口	Y-50个/包
	USDA-0.45/0.2			
	USDB-0.65/0.2			
	UMDA-0.2/0.1			
	UBSA-0.45			
	UPSA-0.65			

UniPore™ PES 货号

尺寸	货号	有效过滤面积	包装数量
D2	D2USSAALLY	2.8cm ²	50个/包
D2	D2USDAALLY	2.8cm ²	50个/包
D2	D2USDBALLY	2.8cm ²	50个/包
D2	D2UMDAALLY	2.8cm ²	50个/包
D2	D2UBSAALLY	2.8cm ²	50个/包
D2	D2UPSAALLY	2.8cm ²	50个/包

LeSiever® 亲水 PTFE 针头过滤器

液体过滤	针头	滤膜膜材	孔径	灭菌方式	尺寸	接口类型	包装数量
P	3	T-PTFE	1:0.2	A-耐湿热	D2	LL-鲁尔接口	Y-50个/包
			2:0.1				
			3:0.45				
			5:0.45/0.2				
			6:0.2/0.1				
			D:1.0				
			H:0.45/0.1				

LeSiever® 亲水 PTFE 货号

尺寸	膜材	货号	有效过滤面积	包装数量
D2	PTFE	P3T1AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	P3T2AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	P3T3AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	P3T5AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	P3T6AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	P3TDAD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	P3THAD2LLY	2.8cm ²	50个/包

LeSiever® 疏水 PTFE/PES 针头过滤器

过滤介质	针头	滤膜膜材	孔径	灭菌方式	尺寸	接口类型	包装数量
A-空气过滤	3	H-PES	1:0.2	A-耐湿热	D2	LL-鲁尔接口	Y-50个/包
P-有机溶剂过滤		F-PTFE	2:0.1				
			3:0.45				
			5:0.45/0.2				
			6:0.2/0.1				
			D:1.0				

LeSiever® 疏水PES/PTFE货号

尺寸	膜材	过滤介质	货号	有效过滤面积	包装数量
D2	PTFE	A	A3F1AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	A	A3F2AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	A	A3F3AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	A	A3F5AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	A	A3FDAD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	P	P3F1AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	P	P3F2AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	P	P3F3AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	P	P3F5AD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PTFE	P	P3FDAD2LLY	2.8cm ²	50个/包
D2	PES	A	A3H1AD2LLY	2.8cm ²	50个/包

