

粉末称量袋

粉末称量袋是一种用于精确称量和包装粉末的工具，满足多功能、高精度且灵活定制性，广泛应用于生物制药行业的粉末储存、转运和投料过程，确保生产的安全性和效率。乐纯生物粉末称量袋的膜材选用符合 I 类药包材要求的药用级低密度聚乙烯 (LDPE) 膜，满足直接接触药品，具有一定的防静电特性，其称重精度在 $\pm 0.5\%$ 以内，并可直接适配多种投料形式，更有粉末投料多种配套方案可供选择。



产品优势

- 材料安全性：膜材选用符合 I 类药包材要求的药用级低密度聚乙烯 (LDPE) 膜，满足直接接触药品。
- 称重精度在 $\pm 0.5\%$ 以内
- 配套齐全：适配多种投料袋形式，投料安全性节省人力操作，提高效率
- 降低批次间及产品交叉污染的风险

2D、3D粉末称量袋

技术规格	具体参数
材质	低密度聚乙烯
使用温度	0- 37 °C
灭菌方式	伽玛射线辐照灭菌 (25-40 kGy)
薄膜生产环境	C级
封口形式	扎带/密封夹/封口机封口
规格	2D可定制50 g-50 kg, 3D可定制10 kg-100 kg规格

订购信息

名称	货号	容量	尺寸	包装规格
一次性称量袋	YC2-1115	250g	110*150 mm	100个/包
一次性称量袋	YC2-2131	1 kg	210*310 mm	100个/包
一次性称量袋	YC2-2545	5 kg	250*450 mm	100个/包
一次性称量袋	YC2-3050	10 kg	300*500 mm	50个/包
一次性称量袋	YC3-2365	25 kg	235*235*655 mm	10个/包
一次性称量袋	YC2-4570	50 kg	450*700 mm	50个/包
一次性称量袋	YC3-2975	50 kg	290*290*750 mm	10个/包



微信公众号



客户专员

中国 上海乐纯生物技术股份有限公司
上海市松江区云振路410号3栋 Tel:400-902-0506
Email : marketing@lepure-bio.com

United States LePure Biotech LLC
2200 West Park Drive,Suite 300,Westborough, MA 01581,USA
Tel: +1-978-355-8050 Fax: +1-978-355-8053 www.lepurebiotech.com