

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 产品名称 Product Name:   | CHO CD Medium 01 plus-BA1205                                         |
| 货号 Cat. No.          | BA1205                                                               |
| 规格 Amount:           | 20L, 定制 Customized                                                   |
| 形式 Formulation:      | 干粉 Powder                                                            |
| 储存温度 Storage:        | RT                                                                   |
| 有效期 Validity period: | 24个月 (失效日期见产品包装)<br>24 months (Expiration date on product packaging) |

## 简介

CHO CD Medium 01 plus-BA1205 添加物是一款无血清、无动物成分、化学限定补料培养基。此产品可为悬浮培养后期的 CHO 细胞 活性维持提供必要的营养成分, 维持细胞活率, 延长培养时间, 加入可以显著提升悬浮培养体系中 CHO 细胞密度和蛋白表达量。

CHO CD Medium 01 plus-BA1205 is a serum-free, animal component-free, chemically defined supplement medium. This product provides essential nutrients in the later period of CHO cell suspension culture to maintaining cell viability and prolonging culture time, increase the density and improve the protein expression of CHO cells.

## 组分

### Component

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| L-谷氨酰胺 L-glutamine               | 不含 No |
| 葡萄糖 Glucose                      | 不含 No |
| 次黄嘌呤&胸苷 Hypoxanthine & Thymidine | 不含 No |
| 酚红 Phenol red                    | 不含 No |
| 碳酸氢钠 Sodium bicarbonate          | 不含 No |
| 水解产物 Hydrolysate                 | 不含 No |

## 产品用途

### Product Intended Use

在处理或补充培养基时使用无菌技术。本产品用于研究或进一步制造使用。

Use aseptic technique when handling or supplementing this medium. This product is for research or for further manufacturing use.

**警告：不用于人类或动物治疗用途。超出规定范围的使用可能会触犯当地法律。**

**Caution: Not for human or animal therapeutic use. Uses other than the intended use may be a violation of local law.**

## 安全信息

### Safety information

阅读物料安全数据表 (MSDS) 并依据相关的安全操作规范, 佩戴适当的护目镜, 洁净服, 口罩和手套等。

Read the Material Safety Data Sheets (MSDS) and follow the handling instructions. Wear appropriate protective eyewear, clothing, and gloves.

## 使用说明

- 与 CHO CD Medium 01-BA1201 搭配使用。  
Use with CHO CD Medium 01-BA1201.

## 相关产品

### Related Products

| 货号 Cat.No. | 品名 Product Name            |
|------------|----------------------------|
| BA1201     | CHO CD Medium 01-BA1201    |
| BA1202     | CHO CD Feed 01-BA1202      |
| BA1203     | CHO CD Feed 02-BA1203      |
| BA1204     | CHO CD Feed 01 Plus-BA1204 |

## 标签图例

### Explanation of Symbols and Warnings

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 供 GMP 制造<br>For GMP<br>Manufacturing                                                | 有效期至<br>Expiration Date                                                               | 储存温度<br>Store<br>Temperature                                                          |
|  |  |  |
| 批号<br>Lot Number                                                                    | 干燥保存<br>Keep dry                                                                      | 避光保存<br>Protect from<br>light                                                         |