

储液转运设备

乐纯生物储液转运设备可广泛应用于生物制药工艺中的液体储存与运输，旨在满足生产过程中对液体处理的各项需求。我们提供全面的系统运输和储存解决方案，支持液体的安全运输和高效装卸，确保客户在生产各环节中的灵活应用。

该设备系列包括2D储液托盘、塑料圆桶、不锈钢圆桶、折叠方箱、配套转运底座、不锈钢储液车等硬件设施，可根据客户需求灵活组合，优化液体储存与转运过程，提升生产效率和可靠性。

塑料圆桶/不锈钢圆桶

- 适用于20L-500L储液储存
- 塑料圆桶LLDPE 材质
- 不锈钢圆桶SS304材质
- 标配侧底部出液口1个
- 配套不锈钢转运底座



技术参数和订购信息

塑料圆桶

体积规格	货号	材质	外尺寸	内尺寸	转运底座	货期
20L	CLBK028	LLDPE	Φ351*457mm	Φ306*452mm	DOLLY028	4周
50L	CLBK057	LLDPE	Φ381*702mm	Φ336*697mm	DOLLY057	4周
100L	CLBK113	LLDPE	Φ508*759mm	Φ457*754mm	DOLLY113	4周
200L	CLBK208	LLDPE	Φ600*918mm	Φ549*913mm	DOLLY208	4周
300L	CLBK303	LLDPE	Φ649*1221mm	Φ594*1214mm	DOLLY303	4周

标准货号系列:

货号为CLBKXXX 标准塑料圆桶，底部侧边设有1个出液孔，可与一次性储液袋配合使用

货号为CLBKXXX-1，无打孔版塑料圆桶。

定制货号系列:

货号为CLBKXXX-DZ为定制款塑料圆桶，可按需求进行特殊打孔。订购时请联系销售及技术支持沟通图纸。

不锈钢圆桶

储液体积	货号	材质	外尺寸	内尺寸	转运底座	货期
20L	BIN020	SS304	424*303*380mm	Φ300*378mm	DOLLY028	4周
50L	BIN050	SS304	488*353*694mm	Φ350*693mm	DOLLY057	4周
100L	BIN100	SS304	589*454*760mm	Φ450*758mm	DOLLY113	4周
200L	BIN200	SS304	689*554*910mm	Φ550*908mm	DOLLY208	4周
300L	BIN300	SS304	741*606*1180mm	Φ600*1177mm	DOLLY303	4周
500L	BIN500	SS304	941*941*1240mm	Φ800*1237mm	DOLLY568	4周

转运底座

- 适用于圆形储液桶转运
- 可同时适配塑料和不锈钢圆桶
- SS304材质



技术参数和订购信息

体积规格	货号	材质	外尺寸	内尺寸	货期
20L	DOLLY028	SS304	480*480*216mm	Φ300*378mm	4周
50L	DOLLY057	SS304	480*480*216mm	Φ350*693mm	4周
100L	DOLLY113	SS304	484*484*249mm	Φ450*758mm	4周
200L	DOLLY208	SS304	574*574*249mm	Φ550*908mm	4周
300L	DOLLY303	SS304	624*624*249mm	Φ600*1177mm	4周
500L	DOLLY568	SS304	840*840*299mm	Φ800*1237mm	4周

2D型储液托盘

- 适用于50L及以下2D袋子溶液存储、转运
- PP材质



技术参数和订购信息

体积规格	货号	材质	外尺寸	内尺寸	货期
5L	LRT005	PP	530*330*125mm	480*270*100mm	4周
10L	LRT010	PP	590*440*145mm	540*390*120mm	4周
20L	LRT020	PP	780*480*165mm	730*430*140mm	4周
30L	LRT030	PP	780*530*185mm	730*480*160mm	4周
50L	LRT050	PP	930*630*200mm	880*580*175mm	4周

折叠方箱和转运底座

- 适用于250L / 500L / 1000L的方形储液袋
- 标准折叠方箱, 配有上盖, 底部侧边设出液孔
- 配套不锈钢转运底座



技术参数和订购信息

折叠方箱

体积规格	货号	材质	外尺寸	内尺寸	货期
250L	COMBO250E	PP	809*609*833mm	740*540*660mm	4周
500L	IBC500	HDPE	1210*810*932mm	1110*710*690mm	4周
1000L	COMBO1000E	PP	1155*1155*1132mm	1065*1045*940mm	4周

转运底座

适配方箱体积	货号	材质	外尺寸	内尺寸	货期
250L	DOLLY250-C	SS304	809*609*833mm	830*630*230mm	4周
500L	DOLLY500-C	SS304	1210*810*932mm	1250*850*230mm	4周
1000L	DOLLY1000-C	SS304	1155*1155*1132mm	1190*1190*230mm	4周

不锈钢储液设备

- 适用于50L-2000L的一次性3D储液袋储存
- 整体SS304材质, 粗糙度 $Ra \leq 0.8\mu m$
- 底部侧边设有出液口, 取样口, 配有4个万向轮, 2个带刹车, 可移动



技术参数和订购信息

体积规格	货号	材质	外尺寸	内尺寸	货期
50L	FDFG0050	SS304	468*568*843mm	400*400*370mm	4周
100L	FDFG0100	SS304	608*608*594mm	500*500*450mm	4周
200L	FDFG0200	SS304	743*743*1139mm	635*635*635mm	4周
500L	FDFG0500	SS304	1051*935*1374mm	835*835*835mm	4周
1000L	FDFG1000	SS304	1259*1144*1400mm	1040*1040*950mm	4周
1500L	FDFG1500	SS304	1582*1234*1499mm	1340*1150*1100mm	4周
2000L	FDFG2000	SS304	2385*1279*1547mm	2085*1120*1120mm	4周

2D储液袋转运车

- 适用于2D储液袋托盘转运, 储存
- 整体SS304材质, 带挂钩, 配4个万向轮, 2个带刹车



技术参数和订购信息

货号	产品名称	产品描述	货期
LSK020-2	20L托盘转运车	SS304材质, 2层, 外尺寸1140*810*850mm	4周
LSK020-3	20L托盘转运车	SS304材质, 3层外尺寸1140*810*1250mm	4周
LSK020-4	20L托盘转运车	SS304材质, 4层外尺寸1140*810*1450mm	4周
LSK020-5	20L托盘转运车	SS304材质, 5层外尺寸1140*810*1550mm	4周
LSK030-2	30L托盘转运车	SS304材质, 2层外尺寸1280*810*850mm	4周
LSK030-3	30L托盘转运车	SS304材质, 3层外尺寸1280*810*1250mm	4周
LSK030-4	30L托盘转运车	SS304材质, 4层外尺寸1280*810*1450mm	4周
LSK030-5	30L托盘转运车	SS304材质, 5层外尺寸1280*810*1550mm	4周
LSK050-2	50L托盘转运车	SS304材质, 2层外尺寸1500*810*850mm	4周
LSK050-3	50L托盘转运车	SS304材质, 3层外尺寸1500*960*1250mm	4周
LSK050-4	50L托盘转运车	SS304材质, 4层外尺寸1500*960*1450mm	4周
LSK050-5	50L托盘转运车	SS304材质, 5层外尺寸1500*960*1550mm	4周

