

储液瓶和储液桶系列

带提手细口大瓶

细口大瓶系列产品包含带提手款与真空细口款，瓶身采用聚丙烯 (PP) 材质，半透明设计，方便观察内部液体状态，配套白色聚丙烯螺旋盖。瓶体标配刻度标记，搭配密封圈设计，有效提升密封性能，具备良好的耐冲击性。所用材料可承受高温高压环境，适用于高温湿热灭菌等多种实验条件。



典型应用

广泛适用于培养基、蒸馏水及多种溶液的配制与转运场景

耐用真空细口大瓶

瓶身采用聚丙烯 (PP) 材质，结构加厚，具备良好的耐压性能，支持抽真空操作及高温高压蒸汽灭菌。半透明瓶身便于液体状态观察，搭配白色PP螺旋盖与密封圈，有助于提升密封效果。瓶体带刻度标记，适用于多类实验液体的称量与存储，在耐冲击性和使用稳定性方面表现出色。



典型应用

培养基、蒸馏水和其他溶液的理想选择，可作为真空收集装置使用，能满足极其严格的操作要求。

填充盖/通气盖

白色聚丙烯螺旋盖, 硅胶胶管



典型应用

全塑料瓶盖可与 53 mm 或 83 mm 规格的细口大瓶配套使用, 适用于培养基、生物试剂及化学溶液的无菌液体传输需求。瓶盖设计便于与传输装置集成, 助力实现更加安全、高效的液体转移操作。

耐用真空瓶

瓶身采用加厚聚丙烯 (PP) 材质, 结构更稳固, 支持抽真空使用及高温高压蒸汽灭菌。半透明瓶身便于观察液体状态, 搭配白色PP螺旋盖与密封圈, 提升密封性能。瓶体带有刻度标记, 具备良好的抗冲击性, 适用于液体的储存、转运及日常实验操作。



典型应用

适用于培养基和生物试剂的液体存储与转移

订购信息

| 产品名称 | 货号 | 规格 | 螺旋盖尺寸 |
|----------------|------------|-----------|-------|
| 50L带提手细口大瓶 | LE20250050 | 1箱(1个/箱) | 83B |
| 20L带提手细口大瓶 | LE20250020 | 1箱(4个/箱) | 83B |
| 10L带提手细口大瓶 | LE20250010 | 1箱(6个/箱) | 83B |
| 20L耐用真空细口大瓶 | LE80250020 | 1箱(1个/箱) | 83B |
| 10L耐用真空细口大瓶 | LE80250010 | 1箱(1个/箱) | 83B |
| 83B三通通气盖(1/4") | LE21250830 | 1箱(6个/箱) | 83B |
| 83B三通通气盖(1/2") | LE21250831 | 1箱(6个/箱) | 83B |
| 83B普通盖 | LE21250800 | 1箱(6个/箱) | 83B |
| 53B三通通气盖 | LE21250530 | 1箱(9个/箱) | 53B |
| 耐用真空瓶2L | LE81252000 | 1箱(10个/箱) | 53B |

储液瓶

所用PC材料既符合USP CLASS VI要求, 又符合ISO10993生物相容性要求。



典型应用

PC储液瓶广泛应用于培养基、血清、缓冲液、中间体及试剂等液体的存储与运输, 适用于生物制药、生物技术及试剂研发等领域。

产品特点

- 材质具备较高硬度与透明度, 使用过程中不易破裂
- 瓶体印有清晰容量刻度, 便于观察与操作
- 良好的耐化学性能, 兼容多种常见实验用化学品
- 优异的物理和机械稳定性, 适用于多种使用环境
- 表面光滑有光泽, 减少液体残留, 清洗便捷
- 符合人体工学设计, 握持舒适, 便于日常操作
- 产品经无菌处理, 无DNase / 无RNase / 无热原, 适用于高洁净度要求场景

订购信息

| 产品名称 | 货号 | 包装 |
|---------------------|------------|--------------|
| 一次性储液瓶 150mL | LPDC110150 | 5个/包, 105个/箱 |
| 一次性储液瓶 250mL | LPDC110250 | 5个/包, 120个/箱 |
| 一次性储液瓶 500mL | LPDC110500 | 5个/包, 40个/箱 |
| 一次性储液瓶 1000mL | LPDC111000 | 1个/包, 30个/箱 |
| 一次性储液瓶 2000mL | LPDC112000 | 1个/包, 12个/箱 |
| 一次性储液瓶 5L | LPDC115000 | 1个/包, 6个/箱 |
| 一次性储液瓶 10L | LPDC110000 | 1个/包, 3个/箱 |
| 一次性储液瓶 150mL (未辐照) | LPDC120150 | 5个/包, 105个/箱 |
| 一次性储液瓶 250mL (未辐照) | LPDC120250 | 5个/包, 120个/箱 |
| 一次性储液瓶 500mL (未辐照) | LPDC120500 | 5个/包, 40个/箱 |
| 一次性储液瓶 1000mL (未辐照) | LPDC121000 | 1个/包, 30个/箱 |
| 一次性储液瓶 2000mL (未辐照) | LPDC122000 | 1个/包, 12个/箱 |
| 一次性储液瓶 5L (未辐照) | LPDC125000 | 1个/包, 6个/箱 |
| 一次性储液瓶 10L (未辐照) | LPDC120000 | 1个/包, 3个/箱 |

LEPURE
www.lepure-bio.com



微信公众号



客户专员

中国 上海乐纯生物技术股份有限公司
上海市松江区云振路410号3栋 Tel:400-902-0506
Email: marketing@lepure-bio.com

United States LePure Biotech LLC
2200 West Park Drive, Suite 300, Westborough, MA 01581, USA
Tel: +1-978-355-8050 Fax: +1-978-355-8053 www.lepurebiotech.com