

产品名称:	即用型DPBS缓冲液
货号:	B31003
规格:	1L, 3L, 定制
形式:	液体
储存温度:	室温
有效期:	12个月 (有效期见产品包装)

简介

即用型 DPBS 缓冲液是一种平衡盐溶液，适用于各种细胞培养应用，例如解离前清洗细胞、运输细胞或组织样品、稀释细胞进行计数和制备试剂。细胞解离前，不含钙镁离子可用于细胞解离前清洗整合剂。

本产品使用注射用水（Water-For-Injection）配置。

组分

氯化钠 (NaCl)	8 g/L
氯化钾 (KCl)	0.19 g/L
磷酸氢二钠 (Na_2HPO_4)	1.15 g/L
磷酸二氢钾 (KH_2PO_4)	0.19 g/L
乙二胺四乙酸二钠 ($\text{Na}_2\text{EDTA} \times 2\text{H}_2\text{O}$)	0.37 g/L
钙离子 (Ca^{2+})	不含
镁离子 (Mg^{2+})	不含
酚红	不含

产品用途

在处理细胞时使用无菌技术。本产品用于研究或进一步制造使用。

警告：不用于人类或动物治疗用途。超出规定范围的使用可能会触犯当地法律。

安全信息

阅读物料安全数据表 (MSDS) 并依据相关的安全操作规范，佩戴护目镜，洁净服，口罩和手套等。

注意事项

- 1、即用型 DPBS 缓冲液仅供体外使用。不用于任何其他细胞处理、治疗或诊断应用。
- 2、不用于输液。
- 3、请勿在袋子标签上印有的保质期后使用。

标签图例

		
过滤除菌	有效期至	储存温度
		
批号	干燥保存	避光保存
		
仅供研究	供 GMP 制造	不干胶便签