

QuaCell® Advanced HPL-GMP



QuaCell® Advanced HPL-GMP 是高品质血清替代补充剂,采用独特的纤维蛋白原去除工艺,无需抗凝剂即可使用。富含血小板生长因子,可高效支持多类型的细胞的体外扩增,助力稳定培养,符合 GMP 规范,支持临床研究与注册申报




产品优势

- **符合GMP生产规范:**
全程可溯源,可现场审计,可支持临床申报
- **稳供货:**
保障持续可靠供应
- **严验证:**
通过病毒检测,无 HGV、TTV 等潜在风险
- **高纯净:**
去除纤维蛋白原,无异源添加物,不含肝素
- **广适用:**
适用于 MSC、iPSC、免疫细胞等多类人源细胞培养
- **高安全:**
人源同系,避免异源风险


QuaCell® HPL 培养MSC



在培养人脐带来源间充质干细胞过程中,将基础培养基分别添加不同品牌的 5% HPL 及 FBS。结果显示,使用 QuaCell® HPL 的实验组在 P3 代至 P4 代细胞扩增过程中表现优异,扩增倍数可达 15 倍,展现出良好的细胞增殖支持能力。



QuaCell® HPL 培养NK细胞



添加 QuaCell® HPL 的实验组, 细胞倍增效率显著高于其他对照组, 且 NK 细胞纯度可达 97% 以上。

订购信息

货号	品名	规格
C61301-01	QuaCell® Advanced HPL-GMP	100ml
C61301-05	QuaCell® Advanced HPL-GMP	500ml

LEPURE
www.lepure-bio.com



中国 上海乐纯生物技术股份有限公司
上海市松江区云振路410号3栋 Tel:400-902-0506
Email : marketing@lepure-bio.com

United States LePurc Biotech LLC
2200 West Park Drive,Suite 300,Westborough, MA 01581,USA
Tel: +1-978-355-8050 Fax: +1-978-355-8053 www.lepurebiotech.com