

LE-PMAT压力记录仪

为满足客户对生物工艺流体传输过程中压力的实时监测及记录，乐纯生物自主研发设计 LE-PMAT 压力记录仪。搭配乐纯自研一次性压力传感器，可以实现对切向流过滤、超滤、深层过滤、除菌过滤等关键工艺步骤的过程压力监控。实时显示 ΔP & TMP 及报警功能，可以及时发现工艺过程中的异常情况，确保工艺过程安全、稳定。



特点和优势

简单好用

软件设计界面简约逻辑清晰，双语系统，简单易上手，无使用门槛。高清触屏无实体按键设计，单手即可完成程序操作。USB-A端口一键导出过程数据，简化程序步骤。

功能强大

内置 ΔP & TMP 显示功能，实时监控工艺过程，psi/Bar/Mpa 多种压力单位灵活切换。

灵活配置

标配4个压力传感器端口&线缆，适配市面主流压力传感器，可根据工艺需求灵活配置压力传感器数量，至多支持同时记录4个压力数值。

量程大数值准

100%出厂校验，精度为满量程的0.1%，压力监测范围 -0.7~5.5 bar。

灯光报警

内置多色LED灯带，直观显示个压力监测通道运行状态，出现异常及时发现，确保工艺过程安全、稳定。

技术参数

尺寸	153×133×80mm
屏幕分辨率	800 × 480
额定电压	DC5V
压力监测范围	-0.7~5.5bar
压力监测精度	0.1% (满量程)

应用范围

- 流体传输/转移
- 澄清过滤、深层过滤、除菌过滤、切向流过滤、超滤、层析等工艺步骤

订购信息

产品名称	货号	产品描述
压力记录仪	LE-PMAT4	四通道压力记录仪



微信公众号



客户专员

中国 上海乐纯生物技术股份有限公司
上海市松江区云振路410号3栋 Tel:400-902-0506
Email : marketing@lepure-bio.com

United States LePure Biotech LLC
2200 West Park Drive,Suite 300,Westborough, MA 01581,USA
Tel: +1-978-355-8050 Fax: +1-978-355-8053 www.lepurebiotech.com