

过滤钢壳电加热套

乐纯生物的过滤钢壳加热系统由保温加热套、壁挂式温控仪组成，套在不锈钢钢壳外部，可为不锈钢钢壳内部系统如呼吸器提供加热保温功能，防止冷凝水的积存及微生物的滋生。该加热套广泛适用于生物制品、制药、发酵等行业。

使用简便、传热稳定，精准的温度控制系统，方便拆卸和安装滤芯，适用于需要对过滤钢壳进行加热和温度控制的应用场景。



产品优势

- 提供加热保温功能；
- 便于安装和拆卸；
- LED数显误差 $\leq 0.5\%$ ；
- 加热电控防护等级为 IP65

典型应用

- 配合制药行业水系统呼吸器使用，降低冷凝水产生
- 低温/常温易析出料液的过滤保温
- 活性成分生产的温度控制，避免过滤过程中结晶
- 软膏基质过滤过程中保温，降低产品粘度，提高过滤效率

产品规格

- 额定电压:220 V
- 绝缘电阻> 5 MΩ
- 绝缘材料:硅橡胶
- 仪表工作环境:0-50 °C
- 相对湿度:≤85 %,无腐蚀性及无强电磁辐射场合
- 使用温度:0-150 °C
- 温控器显示方式:加热温度---红色 LED, 设定温度---绿色 LED

产品尺寸

钢壳直径(Φ)	滤芯尺寸	加热套高度(mm)
89	5 英寸	173
	10 英寸	333
	20 英寸	583
102	5 英寸	210
	10 英寸	319
	20 英寸	567

订购信息

系列号	滤芯数	滤芯尺寸	钢壳直径(Φ)	配置
X-DJR	01=1支	5=5"	89	空=未配电控箱
		10=10"	102	DK=配电控箱

滤芯尺寸	钢壳直径(Φ)	配置	货号
5=5"	89	未配电控箱	X-DJR-01-5/89
5=5"	89	配电控箱	X-DJR-01-5/89DK
5=5"	102	未配电控箱	X-DJR-01-5/102
5=5"	102	配电控箱	X-DJR-01-5/102DK
10=10"	89	未配电控箱	X-DJR-01-10/89
10=10"	89	配电控箱	X-DJR-01-10/89DK
10=10"	102	未配电控箱	X-DJR-01-10/102
10=10"	102	配电控箱	X-DJR-01-10/102DK

LEPURE
www.lepurebiotech.com



微信公众号



客户专员

上海乐纯生物技术股份有限公司

上海市松江区茸欣路269弄1-3号 Tel: 400-902-0506

Email: marketing@lepurebiotech.com

LePure Biotech LLC

2200 West Park Drive, Suite 300, Westborough, MA 01581, USA

Tel: +1-978-355-8050 Email: contacts@lepurebiotech.com