

产品名称:	高糖 DMEM 培养基
货号:	B11005-05
规格:	500mL
形式:	液体
储存温度:	2~8°C
有效期:	12个月 (有效期见产品包装)

介绍

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 是一种广泛使用的基础培养基, 适用于多种哺乳动物细胞培养, 包括 HeLa, HEK 293, Cos-7, 和 PC-12 等细胞系, 以及原代成纤维细胞, 神经元, 神经胶质细胞, 人脐带静脉内皮细胞, 平滑肌细胞等。

组分

葡萄糖	4.5 g/L
丙酮酸钠	含
酚红	含
L-谷氨酰胺	含
碳酸氢钠	含
HEPES	不含

标签图例

		
过滤除菌	有效期至	储存温度
		
批号	干燥保存	避光保存
		
仅供研究	供 GMP 制造	不干胶便签

产品用途

在处理或补充培养基时使用无菌技术。本产品用于研究或进一步制造使用。

警告: 不用于人类或动物治疗用途。超出规定范围的使用可能会触犯当地法律。

安全信息

阅读物料安全数据表 (MSDS) 并依据相关的安全操作规范, 佩戴护目镜, 洁净服, 口罩和手套等。

使用方法

DMEM 不含蛋白质、脂类或生长因子。因此培养时需要添加更多的营养物质, 低血清培养时需加 ITS 等, 常规培养需添加 10% 胎牛血清。

培养条件: 需在含 5%~10%的二氧化碳的培养箱中培养。