

产品名称:	QuaCell® CHO CD Medium 01 plus-HB1205
货号:	HB1205
规格:	20L, 50L, 定制
形式:	粗粉
储存温度:	室温
有效期	有效期见产品包装

简介

CHO CD Medium 01 plus-HB1205 是一款无血清、无动物成分的培养基用添加物。该产品可为悬浮培养的 CHO 细胞提供必要的营养成分，维持细胞活率，延长培养时间，加入可以显著提升悬浮培养体系中 CHO 细胞密度和蛋白表达量。

组分

L-谷氨酰胺	不含
葡萄糖	不含
酚红	不含
碳酸氢钠	不含
水解产物	不含

产品用途

在处理或补充培养基时使用无菌技术。本产品用于研究或进一步制造使用。

警告：不用于人类或动物治疗用途。超出规定范围的使用可能会触犯当地法律。

安全信息

阅读物料安全数据表 (MSDS) 并依据相关的安全操作规范，佩戴适当的护目镜，洁净服，口罩和手套等。

使用说明

- 与 CHO CD Medium 01-HB1201 搭配使用。

相关产品

货号	中文品名
A11002	QuaCell® CHO CD02 培养基, 液体
A11004	QuaCell® CHO CD04 培养基, 液体
A12004	QuaCell® CHO CD04 培养基, 干粉
A11902	QuaCell® CHO Feed 02 补料, 液体
A12902	QuaCell® CHO Feed 02 补料, 干粉

标签图例

		
过滤除菌	有效期至	储存温度
		
批号	干燥保存	避光保存
		
仅供研究	供 GMP 制造	不干胶便签