

产品名称:	QuaCell® CHO Feed02A Supplement, Biotin free
货号:	ZY1102
规格:	1000mL
形式:	液体
储存温度:	2 ~ 8°C
有效期	12个月 (生产日期见产品包装)

简介

QuaCell® CHO Feed02 Supplement, Biotin free 是一款无血清、无动物成分、化学限定补料培养基。此产品可为悬浮培养后期的 CHO 细胞活性维持提供必要的营养成分，维持细胞活率，延长培养时间，加入可以显著提升悬浮培养体系中 CHO 细胞密度和蛋白表达量。

组分

L-谷氨酰胺	不含
葡萄糖	50.0 g/L
次黄嘌呤&胸苷	不含
酚红	不含
碳酸氢钠	不含
水解产物	不含
生物素	不含

产品用途

在处理或补充培养基时使用无菌技术。本产品用于研究或进一步制造使用。

警告：不用于人类或动物治疗用途。超出规定范围的使用可能会触犯当地法律。

安全信息

阅读物料安全数据表 (MSDS) 并依据相关的安全操作规范，佩戴适当的护目镜，洁净服，口罩和手套等。





用前准备

- QuaCell® CHO Feed02 Supplement, Biotin free 的使用过程需要无菌。
- 配合 QuaCell® CHO CD 系列培养基使用。
- 不推荐使用抗生素。
- 开封后未用完的培养基应进行分装，使用封口膜封口，在 2 ~ 8°C 避光保存。

相关产品

货号	产品品名
ZY1101	QuaCell® CHO CD04 Medium, Biotin free, 液体
A11002	QuaCell® CHO CD02 培养基, 液体
A12002	QuaCell® CHO CD02 培养基, 干粉
A11004	QuaCell® CHO CD04 培养基, 液体
A12004	QuaCell® CHO CD04 培养基, 干粉

标签图例

 STERILE A		
过滤除菌	有效期至	储存温度
 LOT		
批号	干燥保存	避光保存
 RUO	 GMP	
仅供研究	GMP 制造	不干胶便签