

制药级耐压管路

在大规模制药工艺中，液体传输往往涉及大体积、高流速的需求。为此，乐纯生物开发了专为此类工艺设计的制药级耐压管路，适用于高压和耐真空的液体传输。同时，考虑到客户在实际使用中对连接件的特殊需求，乐纯生物提供了耐压管路的不锈钢扣压设计及一体化扣压管路方案，用以确保满足高压、高流速和耐真空的流体传输要求。



典型应用

- 高流速液体传输
- 真空操作液体传输
- 高压流体传输

产品优势

- 本土化生产，供应及时
- 可耐受SIP和CIP操作
- 可定制扣压管

法规符合性

- USP<87>-----Pass
- USP<88>-----Pass
- USP<85>-----Pass

网纹编织硅胶软管— BT62系列

技术参数

- 铂金硫化硅胶软管, 中间为聚酯编织
- 可耐受SIP和CIP
- 材质无臭、无味、无毒, 不含塑化剂
- 具有极好的弯曲性
- 耐压性能佳
- 工作温度:-40℃至+180℃



适用标准及认证

- USP Class VI
- FDA 21CFR 177.2600
- GB-4806.11-2016
- GB-31604.30

订购信息

货号	描述 (mm)	工作压力 (bar)	包装规格
BT62006	6.4*13.2	17	15m/卷; 双层包装
BT62008	7.9*15	15	15m/卷; 双层包装
BT62009	9.6*16.6	14	15m/卷; 双层包装
BT62013	12.7*22.2	11	15m/卷; 双层包装
BT62016	15.9*25.0	10	15m/卷; 双层包装
BT62019	19.1*31.0	7	15m/卷; 双层包装
BT62025	25.4*37.0	6	15m/卷; 双层包装
BT62032	31.8*43.8	5	15m/卷; 双层包装

*本产品适合需要较小管径、高压, 且不需要负压要求的管路

*注: BT62系列为网纹编织硅胶管, 对应的扣压管形式货号编号原则为BH62-管径(三位) 总长度(4位) K(扣压接头型号)

产品货号: BH62-0251000K50

产品描述: 网纹编织扣压管, DN25, 管内外径(25.4mm, 37.0mm), 总长1m, 两端TC50扣压。

透明钢丝硅胶软管— ST63系列

技术参数

- 内外层均为硅胶软管，中间层采用单层304不锈钢丝，间距10mm
- 可耐受CIP和SIP
- 材质无臭、无味、无毒
- 无织物层，高度透明
- 内径3/4"-4"，满足不同应用要求
- 弯曲性能极佳
- 工作温度：-40℃至+180℃



适用标准及认证

- USP Class VI
- FDA 21CFR 177.2600
- GB-4806.11-2016
- GB-31604.30

订购信息

货号	描述(mm)	工作压力(bar)	真空度(bar)	弯曲半径(mm)	包装规格
ST63019	19.1*30.1	4.2	-0.4	80	6m/卷;双层包装
ST63025	25.4*36.4	3.9	-0.4	121	6m/卷;双层包装
ST63032	31.8*42.8	3.4	-0.4	137	6m/卷;双层包装
ST63038	38.1*49.1	3.1	-0.4	163	6m/卷;双层包装
ST63051	50.8*61.8	2.4	-0.4	238	6m/卷;双层包装
ST63063	63.5*76.0	2.2	-0.4	337	6m/卷;双层包装
ST63076	76.2*88.0	1.8	-0.4	491	6m/卷;双层包装
ST63102	101.6*114	1.0	-0.4	985	6m/卷;双层包装

*本产品适合需要大管径，有一定负压要求的管路

*注:ST63系列为透明钢丝硅胶软管，对应的扣压管形式货号编号原则为SH63-管径(三位)总长度(4位)K(扣压接头型号)

产品货号:SH63-0251000K50

产品描述:透明钢丝扣压管，DN25，管内外径(25.4mm,37.0mm)，总长1m，两端TC50扣压。

钢丝加强硅胶软管— GS65系列

技术参数

- 内外层均为硅胶软管，中间层采用高强度合成纤维并植入AISI302螺旋型不锈钢线
- 可耐受CIP和SIP
- 材质无臭、无味、无毒
- 内径1/2"-3"，满足不同应用要求
- 弯曲性能佳
- 工作温度：-40℃至+180℃



适用标准及认证

- USP Class VI
- FDA 21CFR 177.2600
- GB-4806.11-2016
- GB-31604.30

订购信息

货号	描述(mm)	工作压力(bar)	真空度(bar)	弯曲半径(mm)	包装规格
GS65013	12.7*23.7	19.9	-0.91	39	6m/卷;双层包装
GS65016	15.9*26.9	18.3	-0.91	45	6m/卷;双层包装
GS65019	19.1*30.1	16.5	-0.91	54	6m/卷;双层包装
GS65025	25.4*36.4	14.1	-0.91	68	6m/卷;双层包装
GS65032	31.8*42.8	12.8	-0.91	94	6m/卷;双层包装
GS65038	38.1*49.1	11.5	-0.91	112	6m/卷;双层包装
GS65051	50.8*61.8	9.2	-0.91	144	6m/卷;双层包装
GS65063	63.5*76.0	7.5	-0.91	181	6m/卷;双层包装
GS65076	76.2*88.0	6.1	-0.91	232	6m/卷;双层包装

*本产品适合需要大管径、高压，且有较大负压要求的管路

若需要不接触料液的耐压扣压管(如TCU和设备之间连接管路)有更经济的管路推荐，请联系当地销售咨询

*注：GS65系列为钢丝加强硅胶软管，对应的扣压管形式货号编号原则为GH63-管径(三位)总长度(4位)K(扣压接头型号)

产品货号：GH65-0201000K25

产品描述：钢丝加强扣压管，DN20，管内外径(19.1mm, 30.1.0mm)，总长1m，两端TC25扣压。

LEPURE
www.lepure-bio.com



微信公众号



客户专员

中国 上海乐纯生物技术股份有限公司

上海市松江区云振路410号3栋 Tel:400-902-0506

Email: marketing@lepure-bio.com

United States LePure Biotech LLC

2200 West Park Drive, Suite 300, Westborough, MA 01581, USA

Tel: +1-978-355-8050 Fax: +1-978-355-8053 www.lepurebiotech.com