

QuaCell® Ready to Use Antifoam

QuaCell® Ready to Use Antifoam 即用型消泡剂，专为细胞培养系统而设计，可快速高效满足生物工艺过程中的消泡和抑泡需求。

QuaCell® Ready to Use Antifoam 即用型消泡剂全系皆已经过辐照灭菌处理，可直接用于无菌生产环境。其成分构成明确，不含动物源成分，适用于抗体、融合蛋白等多种类型生物药的临床样品制备和大规模商业化生产。



产品优势

- 方便可靠：即买即用，消泡和抑泡能力强。
- 灵活定制：袋体规格、管路和接头均可根据客户需求进行定制化服务。
- 供货稳定：自主生产、货期可控

产品特点

- QuaCell® Ready to Use Antifoam 即用型消泡剂，含3%西甲硅油活性成分，产品通过辐照保证其无菌。
- 一次性袋体的管路可采用热塑管，满足客户工艺中无菌连接的需求。
- 袋体规格以及管路的直径和长度均支持定制，可根据客户工艺需求进行灵活设计。
- 本品不支持过滤使用，使用前请充分摇匀。

订购信息

产品名称	货号	包装袋规格
QuaCell® Ready to Use Antifoam	P11001-02	0.2L/袋
	P11001-05	0.5L/袋
	P11001-10	1L/袋
	P11001-25	2.5L/袋

LEPURE
www.lepurebiotech.com



微信公众号



客户专员

中国 上海乐纯生物技术股份有限公司
上海市松江区茸欣路 269 弄 1 号 Tel: 400-902-0506
Email: support@lepurebiotech.com

United States LePure Biotech LLC
2200 West Park Drive, Suite 300, Westborough, MA 01581, USA
Tel: +1-978-355-8050 Email: contacts@lepurebiotech.com